

Mesas

de Cirugía

mesas de cirugía

Dr. MAX 7000SKB

Mesa electrohidráulica



Sistema Electrohidráulico integrado.
Fabricada en acero inoxidable.
Para cirugías en general y aplicaciones específicas.
Hasta 100 Accionamientos con Batería interna.
Proporciona movimiento longitudinal para la toma
de RX con arco en C.

RX

Radio traslúcida
para toma de RX con arco en C.

Somos el mejor equipo con el que alcanzarás los mejores resultados.

Especificaciones Técnicas

Longitud de la mesa (incluyendo cabecera)	2.000mm
Ancho de la mesa (con rieles laterales)	500 mm (19.7")
Alto de la mesa (arriba/abajo)	685 - 1.135mm
Trendelenburg / Trendelenburg inverso	30°/30°
Inclinación Lateral (izq/der)	20°/20°
Flexión / Deflexión	220°/100°
Cabecera (arriba/abajo)	60°/90°
Espaldar (arriba/abajo)	80°/40°
Piernas (arriba/abajo)	15°/90°
Piernas (posicion horizontal)	0°-90°
Movimiento Longitudinal	350mm
Máximo peso de paciente	454Kg

Aplicaciones:

Cirugía General
 Cardiovascular
 Oftalmológica, facial, plástica
 Neurocirugía, craneotomía
 Cirugía de riñón, vesicular
 Columna
 Urología
 Cirugía de hombro o de rodilla
 E.N.T

Alguna de estas aplicaciones solicitan accesorios adicionales.

