



FICHA TÉCNICA GAFAS PARA PROTECCIÓN RADIOLOGICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
NOMBRE GENERICO	GAFAS PARA PROTECCION RADIOLOGICA OCULAR
DESCRIPCIÓN	Gafas para protección radiológica, con envoltura moldeada en un marco de nylon de celulosa de origen natural. Con un puente Uni fi, con blindajes laterales con plomo para reducir la dosis de radiación. Proporciona excelente visibilidad periférica. Lentes frontales y laterales: Vidrio óptico de plomo de equivalencia de 0.75 mm pb ; Protectores laterales equivalencia : 0.05 mm Pb. Visión simple. Tipo de Lente aprox Peso 53 plano 90 gramos.
MARCA	SHIELDING INTERNATIONAL INC
MODELO	53
REFERENCIA	Wrap Around.
SERIAL	N-A
FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN	SHIELDING INTERNATIONAL INC- OREGON- USA
GARANTIA	POR DEFECTOS DE MANUFACTURA
CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	SI APLICA- FDA
VIDA UTIL	10 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES DE USO.
REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE	NO COLOCAR PESO ENCIMA, LIMPIAR CON UN PAÑO SUAVE QUE NO RAYE. GUARDAR EN ESTUCHE CUANDO NO SE ESTEN USANDO.
OBSERVACIONES	DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO: 45 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA O.C.
MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE	NO APLICA PARA PLAN DE MANTENIMIENTO