

## FICHA TECNICA PROTECTOR GONODAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS									
<b>CODIGO</b>									
<b>NOMBRE GENERICO</b>	PROTECTOR DE GONODAS ADULTO								
<b>DESCRIPCIÓN</b>	PROTECTOR PLOMADO PARA GONADAS PARA NIÑOS, JOVEN Y ADULTOS. CON VARIAS CAPAS DE VINOLO PLOMIADO PARA MAYOR FLEXIBILIDAD CON PROTECCION APROX DE 0.50 A 0.70mm/Pb, CON CIERRE DE VELCRO Y/O CIERRE DE correas RESISTENTE AL USO, MATERIAL EXTERNO DE NYLON TEFLÓN , RESISTENTE AL AGUA Y LA SUCIEDAD LAVABLE								
<b>MARCA</b>	SHIELDING INTERNATIONAL								
<b>MODELO</b>									
<b>REFERENCIA</b>	822BBV								
<b>SERIAL</b>	N-A								
<b>FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN</b>	SHIELDING INTERNATIONAL INC- OREGON-USA								
<b>VIDA UTIL</b>	10 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES DE USO								
<p>REFERENCIAS PRODUCTO EN COLOMBIA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO COLSUBSIDIO- UNIVERSIDAD NACIONAL EN BOGOTA, HOSPITALES DEL ESTADO. REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE .</p> <p>NO DOBLAR, NO LAVAR EN MAQUINA. COLGAR EN GANCHOS RESISTENTES PARA EL PESO OBSERVACIONES DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO: 45 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA O.C. MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE NO APLICA PARA PLAN DE MANTENIMIENTO. SEGUIR RECOMENDACIONES DE CUIDADO.</p> <p>GARANTÍA: 1 AÑO</p>									
<b>MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE</b>	<b>NO APLICA PARA MANTENIMIENTO</b>								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> <td style="width: 25%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>								