

Hojas Reusable Machintosh y Miller para Laringoscopio



Hojas Curvas

Referencia	Uso	No.
001-2330-00	Infantil / Pediátrica	0
001-2330-01	Pediátrico	1
001-2330-02	Pediátrica / Adulto	2
001-2330-03	Adulto	3
001-2330-04	Adulto Grande	4



Hojas Rectas

Referencia	Uso	No.
001-2350-00	Neonatal	00
001-2350-0	Infantil	0
001-2350-01	Pediátrico	1
001-2350-02	Pediátrica / Adulto	2
001-2350-03	Adulto	3
001-2350-04	Adulto Grande	4

Descripción del producto:

Artículo reusable, autoclavable a 134°C. Hoja para laringoscopio con sistema de iluminación por fibra óptica, con transmisión 10.000 U. Lux a 3.5 V Xenón / Halógena. Tubo de fibra óptica intercambiable.

**Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso*