

Kit de laringoscopio Adulto reusable



Descripción del producto:

Referencia: FMG-003-AD

Kit de laringoscopio de fibra óptica para uso adulto, compuesto por: Hoja reusable para laringoscopio curva #2, #3, #4, mango mediano de luz LED con capacidad de 2.5 voltios y estuche plástico rígido tipo maletín.

*Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

REGISTRO SANITARIO INVIMA

Vida útil: 3 años

Fabricante: SG Manufacturers

Accesorios: No aplica

Clasificación: I

Modalidad: Importar y Vender

Unidad de venta: Estuche

Marca Comercial: SG Manufacturers

Origen: Pakistan

Indicaciones de uso: Uso profesional

Sistemas calidad: ISO 13485, 9001: 2008

Condiciones de almacenamiento:

En lugar seco y lejos de olores fuertes