



Kit recargable

otoscopio + oftalmoscopio

HS-OTP10C-2



14 lúmenes
iluminación directa



Temperatura
de color 3500K



18.5 lúmenes
fibra óptica



Temperatura
de color 6000k

5

**Tipos de
apertura**
especializada

19

**Lentes
correctivos**
-20D a +20D

8

Espéculos
reutilizables



**Pera de
insuflación**

OFTALMOSCOPIO

OTOSCOPIO



Batería
recargable/cable USB



Tecnología
Led mejorada



USB

16 horas
de uso continuo



Con base
de carga

Accesorios

Otoscopio/oftalmoscopio
Base de carga
Cable USB
Pera de insuflación
8 espéculos
Manual de operación

