

Generador portátil Poskom VET-20BT

VET-20BT 1.6kW

Generador de rayos X portátil
para el mercado veterinario.



Generador portátil Poskom VET-20BT

Descubra el VET-20BT

Experimente el VET-20BT Hybrid Battery Portable: un generador de rayos X portátil, ligero y compacto, alimentado por una batería híbrida. Diseñada con microingeniería de vanguardia y tecnología de baterías avanzada, esta innovadora unidad pesa menos de 15 libras (aprox. 6,8 kg), lo que la hace especialmente práctica para veterinarios equinos, incluidos aquellos que prefieren un dispositivo más ligero y manejable para el trabajo de campo. Su sistema de enfoque de doble láser apunta con precisión al centro del receptor de imagen a una distancia fuente-receptor (SID) preestablecida de 26 pulgadas (66 cm), ofreciendo una exactitud excepcional y minimizando la necesidad de repetir exposiciones.

Más allá de su diseño ligero, el VET-20BT destaca por sus funciones inteligentes y su construcción robusta, lo que lo convierte en una de las unidades de rayos X portátiles más duraderas del mercado. El controlador de software recién integrado facilita la obtención de imágenes equinas complejas al capturar exposiciones óptimas en una sola toma. También está disponible un módulo opcional de sincronización inalámbrica por radiofrecuencia (RF) para aquellas clínicas que buscan una integración fluida con sistemas de radiografía digital.

Para una mayor precisión, el VET-20BT ofrece configuraciones PROM preestablecidas, además de una lámpara de colimador y un puntero láser que se activan mediante un interruptor manual remoto, mejorando así la seguridad y la eficiencia del flujo de trabajo. Con valores de mA variables y un rango ajustable de 40 a 80 kV, este generador compacto proporciona potencia suficiente para una amplia variedad de necesidades radiográficas en equinos. Al combinar portabilidad, rendimiento avanzado y un manejo intuitivo, el VET-20BT Hybrid Battery Portable está destinado a transformar su experiencia en diagnóstico por imagen veterinaria.



Características

- Alimentación por batería híbrida:
 - Batería de iones de litio.
 - Potencia máxima de salida: 1600 vatios
 - Generador de 20 mA / 90 kV.
 - Carga inalámbrica.
 - Capacidad de la batería: 300 exposiciones con carga completa.
 - Batería sin mantenimiento.
 - Programa APR y programador del colimador.
 - Puntero láser doble y colimador.
 - Indicador del nivel de carga de la batería.
 - Módulo de RF para interfaz DR (opcional).
 - Requisitos de alimentación: 110/220 V, 50/60 Hz.